



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225487

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/08/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ALK FISH PROBE	100,00	TEST
2	ROS-1 BREAKAPART FISH PROBE	100,00	TEST

TEKLİF NO : 20225487
NOT : ÖDEME VADESİ 120 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

157.0361.000	ALK FISH PROBE	TEST	100
157.0368.000	ROS-1 BREAKAPART FISH PROBE	TEST	100

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

ALK Break Apart FISH Probe Teknik Şartnamesi

1. Prob, 2. kromozomun 2p23 bölgesinde bulunan ALK genindeki translokasyonları tespit amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Probe 2.Kromozomun p kolundaki 23 bölgede bulunan 300 kb S.orange ve 442 kb lık s.yesil isaretili iki parcadan oluşan break apart formatında olmalıdır.
3. NSCLC hastalarında “crizotinip” adlı ilacın etkinliğinin ölçülmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Yöntem sırasında kullanılacak sarf malzemeler ((Pre-treatment ,pepsin, Dapi , rubber cement, SSC, wash buffer, lamel vb) ve sonuçları görüntülemek için gerekli olacak filtreler (eğer mevcut filtreler yeterli değilse) kitlerin kullanımı süresince laboratuvara ücretsiz olarak temin edilmelidir.
5. Üretici firma CE uygunluk beyanına, prob ise *in-vitro* diagnostics (IVD) onayına sahip olmalıdır.
6. Prob, formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) doku örneklerinde uygulanmak üzere optimize edilmiş olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.
8. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler ve üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler olmalıdır.
9. Probların herhangi bir teknik nedenle çalışmaması durumunda, firma, 4 gün içerisinde sorunu gidereceğini ,ürün kaynaklı bir problem olduğunda probu yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
10. 20 testlik ambalajda teslim edilmelidir.
11. Probe teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
12. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli ve kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
13. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Anıl Aysal AĞALAR
Öğretim Üyesi



Prof.Dr. Özgül SAĞOL
Öğretim Üyesi



ROS 1Dual Color Break Apart Probe Teknik Şartnamesi

Ros 1 Dual color break apart probu 6q22.1 kromozom bölgesindeki translokasyonları tespit amaçlı kullanılmalıdır.

Prop 6q22.1 bölgesinde S.green ve S.orange işaretli iki parçadan oluşan break apart Formatında olmalıdır.

Normal Hücre paterni: 2 Orange/green sinyali,translokasyon halinde ise 1green , 1 orange ,ve 1 orange/green fusyon sinyali gözlenmelidir.

Problann herhangi bir teknik nedenle çalışmaması durumunda, firma, 4 gun içerisinde sorunu gidereceğini ,ürün kaynaklı bir problem olduğunda probu yenisi ile değiştireceğini taahhut etmelidir

Yöntem sırasına kullanılacak solüsyonlar (Pre-treatment ,pepsin, Dapi, rubbercement, SSC, wash buffer), prop ile beraber ücretsiz olarak verilmelidir.

Prop teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır.

Prop ekstradan bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç; duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir

Prop 10 veya 20 testlik ambalajlarda olmalıdır.

Kutuların içerisinde probun protokolünü. ve diğer bilgilerini içeren prospektus mevcut olmalıdır. Prop IVD işaretli olmalıdır.

Teklif edilen ürün uygun soguk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.

Proplar ile verilecek optimize edilmiş FISH Daku Uygulama Kiti Teknik Şartnamesi

FISH uygulamalarında parafin doku uygulama kiti, FISH kullanımları için optimize edilmiş olup üretici firmanın data sheetinde veya kullanım manuelinde bu özellik açıkça belirtilmiş olmalıdır. Kit in Vitro Diagnostik kullanım için uygun olmalıdır.

Kit bileşenleri aşağıdaki şekilde olmalıdır.

- Pretreatment Solüsyonu 500 ml
- Kullanıma hazır pepsin solGsyonu 4ml
- Wash Buffer SSC 500 ml
- Wash Buffer (25X konsantre) 100ml
- DAPI 0.8ml
- Torkce kullanım manuali

Kit bileşenleri farklı üreticilere göre değişiklik gösterebilir. teklif verecek firmalar bu durumu dikkate alarak önerdikleri kit teklif etmiş oldukları probun uyum açısında aynı marka kit olmalı ve özellikle enzim gerektiren kitler de enzimler kullanıma hazır olmalıdır.

Kit TITUBB veri tabanına kayıtlı barkod numarasına sahip olmalıdır.

Fixogum:

In-Situ Hybridizasyon çalışmalar için özel üretilen yapıştırıcı özelliğinde olmalıdır.

Fixogum rubber sement hemen kuruyabilmeli ve kolayca el ile lam üzerinden sıynlabilmelidir. Dokuya ve lama zarar vermemelidir.

Yüksek sıcaklıklarda uçmamalı ve hemen sertleşebilmelidir.

50 gr İlk ambalajlarda olmalıdır

Dr.Öğr.Üyesi Anıl AYSAĞAL



Prof.Dr.Özgül SAĞOL

