



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20236460

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	1P36 / 19Q13 FISH PROBE	20,00	TEST
2	11Q23 FISH PROBU	30,00	TEST
3	EWSR1 FISH PROBU	20,00	TEST
4	SYT (SS18) FISH PROBU	20,00	TEST
5	IGH / BCL2 FISH PROBU	20,00	TEST
6	BCL 6 BREAK APART REARANJMAN PROBU	20,00	TEST
7	IGH / MYC T(8;14) PROBU	40,00	TEST

TEKLİF NO : 20236460
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

157.0354.000	1P36 / 19Q13 FISH PROBE	TEST	20
157.0375.000	11Q23 FISH PROBU	TEST	30
157.0377.000	EWSR1 FISH PROBU	TEST	20
157.0378.000	SYT (SS18) FISH PROBU	TEST	20
157.0380.000	IGH / BCL2 FISH PROBU	TEST	20
157.0382.000	BCL 6 BREAK APART REARANJMAN PROBU	TEST	20
157.0383.000	IGH / MYC T(8;14) PROBU	TEST	40

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

11Q GAIN/LOSS TRIPLE COLOR PROBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * Satın alınacak prob ya üç renkli prop şeklinde 11q bölgesindeki değişiklikleri tespit etmek üzere tasarlanmış olmalı ya da iki ayrı test bileşeni şeklinde 11q kayıp ve kazanımlarını gösterebilir nitelikte olmalıdır.
- * 11q23.3 bölgesi green ile 11q24.3 bölgesi orange ile ve Cen 11 aqua işaretli olmalıdır
- * Teklif veren firmalar üretici firmanın yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye'de yetkili distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
- * Prop, parafine gömülmüş preperatlarda, hücre örnekleri, kan veya kemik iliği yaymalarındaki, translokasyon, delesyon, amplifikasyon ve kromozal aneuploidi gibi genetik sapmaları, florasana in situ hibridizasyon yöntemi ile tespit etmek amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
- * Prop, istenilen bölgelere spesifik direkt işaretli Orange, Green, ve Blue sinyalleri ile işaretlenebilir olmalıdır, ve her bir probun sinyal renkleri bilgisi, laboratuvarında verilecek eğitim sırasında kullanıcılara bir kılavuz şeklinde verilmelidir.
- * Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.
- * Prop teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır.
- * Prop CE belgeli ve IVD (In-Vitro Diagnostics) sertifikalı olmalıdır.
- * Prop ekstradan bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir.
- * Prop saklama koşulları (+)2-8 °C arasında olmalıdır.
- * Probun çalışması için işlem sırasında gerekli olan (DAPI, Pretreatment kit, enzim, wash buffer, SSC, lamel, rubber cement gibi) sarf malzemeler prob ile birlikte teslim edilmelidir.
- * Prop içerisinde probun protokolünü ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.

Doç.Dr.Burçin PEHLİVANOĞLU

Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU

BCL2/IGH DUAL COLOR DUAL FUSION FISH PROBE ŞARTNAMESİ

- 1-Kullanılacak IGH/ BCL2 probunun, Floresan In Situ Hybridizasyon (FISH) tekniği için uygulanabilir olması gerekmektedir.
- 2-Prob t (14:18) (q32.3, q21.3) translokasyonun kalitatif tespiti için üretilmiş olmalıdır.
- 3-Prob formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş doku örneklerinde uygulanmak üzere optimize edilmiş olmalıdır.
- 4-Prob direkt olarak kullanıma hazır olmalıdır.
- 5- Prob en az 5, en fazla 20 testlik ambalajlarda olmalıdır.
- 6- Probun çalışması için işlem sırasında gerekli olan (DAPI, Pretreatment kit, enzim, wash buffer, SSC, lamel, rubber cement gibi) sarf malzemeler prob ile birlikte teslim edilmelidir.
- 7-Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
- 8-Kutuların içerisinde probun protokolünü ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.
- 9-Ürünle ilgili sorun olduğunda firma soruna 15 gün içerisinde çözüm bulmalı ve zararı karşılamalıdır.
- 10- Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.
- 11-Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgileri olmalıdır.
- 12-Üretici firma CE uygunluk beyanına, prob ise in-vitro diagnostics (IVD) onayına sahip olmalıdır.
- 13- Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.

Doç.Dr.Burçin PEHLİVANOĞLU

Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU

EWSR1 FISH PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formalinde fikse parafine gömülmüş dokularda floresans in-situ hibridizasyon (FISH) yöntemiyle genetik değişiklikleri saptamak amacıyla kullanılmalıdır.
2. EWSR1 genine spesifik FISH prob seti; 22q12.2 bölgesinde EWSR1 geninin sentromere uzanan bölgesi ile telomere uzanan bölgesini içeren, turuncu ya da kırmızı ve yeşil işaretli olacak şekilde iki parçadan oluşan break apart (split) formatında olmalıdır.
3. Üretici firma CE uygunluk beyanına, prob ise invitro diagnostic (IVD) onayına sahip olmalıdır.
4. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli ve probun çalışmaması durumunda, yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
5. Probun çalışması için işlem sırasında gerekli olan (DAPI, Pretreatment kit, enzim, wash buffer, SSC, lamel, rubber cement gibi) sarf malzemeler prob ile birlikte teslim edilmelidir.
6. Teslim edilen her malzemenin Son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır. Tüketilmeyen kitler 2 ay öncesinden laboratuvarın haber vermesi dahilinde firma tarafından ücretsiz olarak yeni tarihliler ile değiştirilmelidir.
7. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, strelizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.
9. Kutuların içerisinde probun protokülünü ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.
10. Ürünle ilgili sorun olduğunda firma soruna 15 gün içerisinde çözüm bulmalı ve zararı karşılamalıdır.
11. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
12. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.


Doç.Dr. Burçin PEHLİVANOĞLU


Prof.Dr. Sülen SARIOĞLU

IGH/MYC DUAL COLOR DUAL FUSION FISH PROBE ŞARTNAMESİ

- 1-Kullanılacak IGH/ MYC probunun, Floresan In Situ Hybridizasyon (FISH) tekniği için uygulanabilir olması gerekmektedir.
- 2-Prob t (8:14) (q24.21; q32.3) translokasyonun kalitatif tespiti için üretilmiş olmalıdır.
- 3-Prob formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş doku örneklerinde uygulanmak üzere optimize edilmiş olmalıdır.
- 4-Prob direkt olarak kullanıma hazır olmalıdır.
- 5- Prob en az 5, en fazla 20 testlik ambalajlarda olmalıdır.
- 6- Probun çalışması için işlem sırasında gerekli olan (DAPI, Pretreatment kit, enzim, wash buffer, SSC, lamel, rubber cement gibi) sarf malzemeler prob ile birlikte teslim edilmelidir.
- 7-Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
- 8-Kutuların içerisinde probun protokolünü ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.
- 9-Ürünle ilgili sorun olduğunda firma soruna 15 gün içerisinde çözüm bulmalı ve zararı karşılamalıdır.
- 10- Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.
- 11-Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgileri olmalıdır.
- 12-Üretici firma CE uygunluk beyanına, prob ise in-vitro diagnostics (IVD) onayına sahip olmalıdır.
- 13- Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.

Doç.Dr.Burçin PEHLİVANOĞLU

Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU

1p36/19q13 BÖLGELERİNE YÖNELİK DUAL COLOR FISH PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formalinde fikse parafine gömülmüş dokularda floresans in-situ hibridizasyon (FISH) yöntemiyle genetik değişiklikleri saptamak amacıyla kullanılmalıdır.
2. 1p36 ve 19q13 kayıplarını detekte etmek üzere 2 farklı prob seti içermelidir.
3. Birinci prob setinde yeşil işaretli 1q25 bölgesine özgül ve turuncu ya da kırmızı işaretli 1p36 bölgesine yönelik problemlerin karmasını içermelidir.
4. İkinci prob setinde yeşil işaretli 19p13 bölgesine yönelik ve turuncu ya da kırmızı işaretli 19q13 bölgesine yönelik problemlerin karması bulunmalıdır.
5. Üretici firma CE uygunluk beyanına prob ise in intro diagnostic (IVD) onayına sahip olmalıdır.
6. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli ve probun çalışmaması durumunda, yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
7. Probun çalışması için işlem sırasında gerekli olan (DAPI, Pretreatment kit, enzim, wash buffer, SSC, lamel, rubber cement gibi) sarf malzemeler prob ile birlikte teslim edilmelidir.
8. Teslim edilen her malzemenin son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır. Tüketilmeyen kitler 2 ay öncesinden laboratuvarın haber vermesi dahilinde firma tarafından ücretsiz olarak yeni tarihli ile değiştirilmelidir.
9. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartları bozulmadan teslim edilmelidir.
11. Kutuların içerisinde probun protokollerinin ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.
12. Ürünle ilgili sorun olduğunda firma soruna 15 gün içerisinde çözüm bulmalı ve zararı karşılamalıdır.
13. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
14. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

Doç.Dr.Burçin PEHLİVANOĞLU

Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU

BCL6 DUAL COLOR BREAK APART PROBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Prop, BCL6 genini barındıran 3q27.3 kromozom bölgesindeki translokasyonları tespit etmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2.Prop 3q27.3 bölgesinde yaklaşık 665 kb uzunluğunda green ve yaklaşık 350 kb uzunluğunda orange işaretli iki parçadan oluşan break apart formatında olmalıdır.FISH tetkiki için teklif veren firmalar üretici firmanın yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye’de yetkili distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
- 3.Proplar, parafine gömülmüş dokular hücre örnekleri, kan veya kemik iliği yaymalarındaki, translokasyon, delesyon, amlifikasyon ve kromozal aneploidi gibi genetik sapmaları, florasan in situ hibridizasyon yöntemi ile tespit etmek amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
- 4.Üretici firma CE uygunluk beyanına prob ise in intro diagnostic (IVD) onayına sahip olmalıdır.
5. Teslim alınmadan önce laboratuvar da denenmeli ve probun çalışmaması durumunda, yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
6. Probun çalışması için işlem sırasında gerekli olan (DAPI, Pretreatment kit, enzim, wash buffer, SSC, lamel, rubber cement gibi) sarf malzemeler prob ile birlikte teslim edilmelidir.
- 7.Teslim edilen her malzemenin son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır. Tüketilmeyen kitler 2 ay öncesinden laboratuvarın haber vermesi dahilinde firma tarafından ücretsiz olarak yeni tarihliler ile değiştirilmelidir.
- 8.Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 9.Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartları bozulmadan teslim edilmelidir.
- 10.Kutuların içerisinde probun protokollerinin ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.
- 11.Ürünle ilgili sorun olduğunda firma soruna 15 gün içerisinde çözüm bulmalı ve zararı karşılamalıdır.
- 12.Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
- 13.Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

Doç.Dr.Burçin PEHLIVANOĞLU

Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU

SYT (SS18) FISH PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formalinde fikse parafine gömülmüş dokularda floresans in-situ hibridizasyon (FISH) yöntemiyle genetik değişiklikleri saptamak amacıyla kullanılmalıdır.
2. SYT (SS18) genine spesifik FISH prob seti; 18q11.2 bölgesinde SS18 geninin sentromere uzanan bölgesi ile telomere uzanan bölgesini içeren turuncu ya da kırmızı ve yeşil işaretli olacak şekilde iki parçadan oluşan break apart (split) formatında olmalıdır.
3. Üretici firma CE uygunluk beyanına prob ise in intro diagnostic (IVD) onayına sahip olmalıdır.
4. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli ve probun çalışmaması durumunda, yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
5. Probun çalışması için işlem sırasında gerekli olan (DAPI, Pretreatment kit, enzim, wash buffer, SSC, lamel, rubber cement gibi) sarf malzemeler prob ile birlikte teslim edilmelidir.
6. Teslim edilen her malzemenin son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır. Tüketilmeyen kitler 2 ay öncesinden laboratuvarın haber vermesi dahilinde firma tarafından ücretsiz olarak yeni tarihliler ile değiştirilmelidir.
7. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartları bozulmadan teslim edilmelidir.
9. Kutuların içerisinde probun protokollerinin ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.
10. Ürünle ilgili sorun olduğunda firma soruna 15 gün içerisinde çözüm bulmalı ve zararı karşılamalıdır.
11. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
12. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

Doç.Dr.Burçin PEHLİVANOĞLU

Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU