



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255585

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/09/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	STERİL HORTUM BİRLESTİRME KONTUR/BICAK	5.000,00 ADET
---	--	---------------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20255585

NOT : TEKLİFLER MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

248.0007.000	STERİL HORTUM BİRLESTİRME KONTUR/BICAK	ADET	5000
--------------	--	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13285) STERİL HORTUM BİRLESTİRME KONTUR/BICAK

Açıklama : STERİL HORTUM BİRLESTİRME KONTUR/BICAK

1. Steril birleştirme cihazı ile birlikte kullanılabilir. Cihaz kan torbalarının hortumunu kapalı sistem ile steril koşullarda birleştirebilir.
2. Verilen bıçak veya kontur da hatalı veya eksiklik tespit edilmesi durumunda laboratuvarın yazılı başvuru ile yenisi ile birebir değiştirilir.
3. Bağlantı mükemmel ve kuvvetli olmalı kaçak şansı olmamalıdır.
4. cihaz kaynaklama işlemi sırasında oluşabilecek hatalarda kullanıcıyı uyarabilir.
5. Steril Birleştirme Cihazı
 - 5.1. Farklı boyutlardaki kan torbası hortumlarını kapalı sistem ile steril koşullarda birleştirebilir.
 - 5.2. Kaynaklama işlemi Steriliteyi garanti edecek yüksek ısıda sağlanmalı ve bir ısı sensörü ile bağlantı levhası (wafer) ısısı sürekli kontrol altında tutulmalıdır.
 - 5.3. Tüplerin düzgün kaynaklanması için, tüplerin (hortumların) yerleştirildiği klemplerin sabit bir kuvvetle hareketi sağlanmalıdır.
 - 5.4. Kaynaklama sırasında kimyasal atıklar ve parçacıklar oluşmamalıdır.
 - 5.5. Cihaz masa üstü ve kolay taşınabilir özellikte olmalıdır.
 - 5.6. Cihazda açma kapama, sesli ve görsel alarm ve herhangi bir hataya karşı otomatik kapanma sistemleri olmalıdır.