



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

04/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255392

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/09/2025 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FORMALİN PEDI	1.500,00	ADET
2	SINGLE CYTOFUNNEL (SITOSANTRIFUJ İCİN ORNEK TOPLAMA HAZNESİ)	5.000,00	ADET
3	FORMALDEHİT DÜZEYİ OLCUMU YAKA KARTI	20,00	ADET
4	KSİLEN DÜZEYİ OLCUMU YAKA KARTI	25,00	ADET
5	ABSOLU ALKOL	1.100,00	LİTRE
6	AMONYAK	1,00	LİTRE
7	LAMEL 24 X 50 100 LUK. (LEICA OTOMATİK KAPAMA CİHAZINA UYUMLU)	22.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20255392

NOT : 2026 YILI PATOLOJİ BİRİMİ SARF MALZ

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/5

13071

FORMALİN PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 8x10 cm boyutlarında olmalıdır.
2. Sıvı emme özelliği yüksek olmalıdır.
3. Formaldehit Nötralize edici madde içermelidir.
4. Materyal kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.
5. TSE ve CE belgesi olmalıdır.
6. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuvara numune ürün bırakılmalıdır.
7. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürün İle İlgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
10. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri meteriyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Safiye KESKİNKILIÇ

Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK

T.Patoloji Lab.Başteknisyeni

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.



13217

SINGLE CYTOFUNNEL TEKNİK ŞARTANEMESİ

1. Sitosantrifüj cihazında sıvı örneklerin içine konabileceği bir hazne görevi yapmalıdır.
2. En az 0.5 ml sıvı alabilecek kapasitede olmalıdır.
3. Lam üzerinde en az 20 mm kare alana yayma yapılmasına olanak vermelidir.
Cytofunnel ile uyumlu lamın birlikte verilmelidir.
4. Her lam üzerine bir örnek uygulayabilir olmalıdır.
5. Hazneye yapışık, fazla sıvıyı emmek üzere tasarlanmış yüksek emiş kapasitesine sahip beyaz renkli filtre kağıdı bulunmalıdır.
6. Her bir örnek haznesinin ağırlığı eşit olmalı, dönme esnasında cihaz hasar görmemelidir.
7. Ortamdan etkilenmesini önleyen özel ambalaja sahip ve 500'lük paketler halinde olmalıdır.
8. MSDS formu ürünle birlikte mutlaka laboratuvara teslim edilmelidir.
9. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Laboratuvar tarafından uygunluğu denenmek üzere lam ve single cytofunnel küvet numunesi birlikte bırakılmalıdır.
11. Kurumumuzda çalışan Cytospin 3 cihazına uygun olmalıdır.
12. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni



Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.



13219


FORMALDEHİT ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formaldehit ölçüm kartı, kullanan kişinin maruz kaldığı formaldehit düzeyini ölçebilmelidir.
2. Formaldehit dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
3. Formaldehit ölçüm kartının içerisinde formaldehit partiküllerini tutabilecek 2, 4-DNPH ile kaplanmış yüksek saflıkta silika jel bulunmalıdır.
4. Havadaki formaldehit molekülleri yaka kartından diffüze edilmeli ve yaka kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır.
5. Verilen teklif her bir yaka kartını ve analizi için yaka kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
6. İlgili rapor Türkçe olmalıdır.
7. İlgili raporun aslı en fazla 15 gün içinde kuruma iletilmelidir.
8. Yaka kartı OSHA; NIOSH ve JCAHO gibi standartlara uymalı ve verilen rapor belirtilen standartları karşılamalıdır.
9. Analiz laboratuvarı, TÜRKAK kurumundan akredite olup, logosu bulunmalıdır.
10. Tek kullanımlık olmalıdır.
11. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
12. Son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır.

Safiye KESKİNKILIÇ
T.Patoloji Lab.Başteknisyeni



Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk



12032

KSİLEN ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ksilen ölçüm kartı, kullanan kişinin maruz kaldığı ksilen düzeyini ölçebilmelidir.
2. Ksilen dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
3. Havadaki ksilen molekülleri yaka kartından diffüze edilmeli ve yaka kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır.
4. Verilen teklif her bir yaka kartını ve analizi için yaka kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
5. İlgili rapor Türkçe olmalıdır.
6. İlgili raporun aslı en fazla 15 gün içinde kuruma iletilmelidir.
7. Yaka kartı OSHA; NIOSH ve JCAHO gibi standartlara uyumlu ve verilen rapor belirtilen standartları karşılamalıdır.
8. Analiz laboratuvarı, TÜRKAK kurumundan akredite olup, logosu bulunmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
11. Son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır.

Safiye KESKİNKILIÇ

T.Patoloji Lab.Başteknisyeni



Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK


Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk




ABSOLU ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alkol oranı en az % 99.99 olmalıdır.
2. Şeffaf görüntüde olmalı ve katkı maddesi içermemelidir.
3. Ambalaj içinde tortu içermemelidir.
4. Teslim alınmadan önce laboratuvarı mutlakla denenmelidir, kimyasalın laboratuvarı kullanım sırasında sonuç vermemesi çalışmaması durumunda satıcı firmaya koşulsuz iade edilecektir. Kimyasal taşıma kuralına uygun olarak laboratuvara teslim edilmelidir.Şahit numune olarak saklamak için de temin edilmelidir.
5. Ambalajlar hava, su ve nemden etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. TSE ,CE belge standartlarına uygun olmalıdır.
7. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
8. Son kullanım tarihi en az üretim tarihinden itibaren (2 yıl) olmalıdır.
9. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirim kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni




Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.



AMONYAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kimyasal formülü NH₃ olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında olmalıdır.
3. 0,5 veya 1 lt'lik ambalajlarda verilmelidir.
4. Ürün kullanım süresi en az 1 yıl olmalı.
5. Ambalaj üstü etiketinde bileşiğin tüm özellikleri yazmalı ve uluslar arası atık madde sembolü olmalıdır.
6. Ambalaj ışık ve nemden etkilenmeyen maddeden yapılmış olmalıdır.
7. TSE ve CE belgeli olmalıdır.
8. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
10. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
11. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni



Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.



13218

LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (24x50'LİK)

- 1-Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır.
- 2-Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13-0,17 mm kalınlıkta),kolay kırılmayan ve birbirine yapışık olmayan özellikte olmalıdır.
- 3-100 adetlik paketlerde olmalıdır.
- 4-Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
- 5-Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
- 6-Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
- 7-İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından kullanıma uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.
- 8-24X50'lik lamel için hastanemizde kullanılan mevcut lam kapatma cihazlarıyla (Leica) birlikte kullanabilir özellikte olmalıdır.
- 9-Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 10-Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
- 11-Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
- 12- Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri meteriyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Safiye KESKİNKILIÇ

T.Patoloji Lab.Başteknisyeni



Prof.Dr.Merih GÜRAY DURAK

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk

