

ADLI ÖRNEK İŞLEMLERİ

Adli Örnek Test İsteği

Adli makamlar tarafından hastane başhekimliğine doğrudan resmi yazı ile yapılan test isteği veya örnek alımı başvurularında, örnek alım ve nakil işlemleri “Adli Sekreterlik” tarafından takip edilir ve örnekler Merkez Laboratuvarında alınır.

Bu durum dışında adli olgular için Merkez Laboratuvarında örnek alımı ve tetkik girişi yapılmaz.

İdrar toksikoloji parametreleri (uyuşturucu ilaç incelemeleri) ve alkol analizleri her koşulda adli örnek gibi işlenir.

Girişleri ilgili poliklinik/kliniklerde yapıp, etiketlenerek merkez laboratuvarına gönderilen örneklerin kabulü Merkez Laboratuvarı Acil Biyokimya Sekreteri (5 numara) tarafından Adli Örnek Kabul Formu doldurularak yapılır.

Adli Örnek Kabulü

Hastanedeki birimlerinden tetkik girişleri yapılmış olarak gönderilen örnekler, laboratuvar postaları veya birim personellerinden teslim alınır.

Hastane dışından gönderilen örnekler, sağlık personeli (doktor, hemşire veya kurum tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş personel) veya güvenlik güçlerinden (polis veya jandarma) elden teslim alınır.

Hasta, hasta yakını, asansör, kargo paketi gibi örnek güvenliğini tehdit eden durumlarda adli örnekler teslim alınmaz, teslim alınsa da ilgili durum getirene bildirilerek adli örnek olarak işlenmez.

Merkez Laboratuvarı web sayfasında “**Test Listesi ve Örnek Alma, İletme Koşulları ve Sonuç Alma Zamanları**” bölümünde belirtilen özelliklere uygun şekilde gönderilen (örnek tipi, miktarı, örnek kabı, etiketleme, eklenecek koruyucu madde, ve özellikli paketlenme, taşıma koşulları) ve kabul edilen her örnek için “**Adli Örnek Kabul Formu**” 2 nüsha olarak doldurulur.

Form örneği teslim eden ve kabul eden kişiler tarafından imzalanır.

Formun biri teslim eden kişiye verilir; diğeri laboratuvardaki “Adli Örnekler Klasörü”ne konur.

Adli Sonuç Raporlama İşlemleri

Test analizi sonuçları, kalite kontrol, örnek ve test analiz verileri (reaksiyon eğrisi, kalibrasyon eğrisi ve hesaplamalar) ve eğer olanak dahilinde ise hastaya ait klinik veriler incelendikten sonra onaylanır.

Sonuç Merkez Laboratuvarının standart test sonuç raporu formatında ekran veya yazılı çıktı şeklinde düzenlenir.

Sonucu pozitif çıkan adli toksikolojik tarama testlerinde doğrulama yapılamadığı için sonuç raporunda “Bu bir tarama testidir, doğrulanmalıdır”; şeklinde açıklama çıkar.

Adli örnek test sonuçları, gerekli durumlarda talep gelirse hastanın hekimine veya güvenlik güçlerine “Kritik Değer ve Sözlü Sonuç Bildirimi Yönergesi”ne uygun olarak telefonla bildirilir. Süreç kayıtları ve test sonuçları laboratuvar bilgi sisteminde saklanır.

Şahit Örnek Saklanması

Analizi tamamlanan adli örneklerinin adli makamlarca istek durumunda doğrulamasının yapılması amacıyla yedeklemesi yapılır.

Örneğin kalan kısmı eppendorf tüpüne konur.

Üzerine hasta bilgilerini içeren barkodlu etiket yapıştırılır.

-40°C’de derin dondurucuda 1 yıl süreyle saklanır.

Süresi tamamlanan örnekler atılır.

Atılan örneklerin “Adli Örnek Kabul Form”ları Merkez Laboratuvarı Sekreterine teslim edilir.

Adli kurumlardan veya üst yönetimden resmi yazı ile talep gelmedikçe bu şahit örnekler laboratuvar dışına çıkartılmaz ve yeniden çalışılmaz