

	DOKU TİPLEME LABORATUVARI LENFOSİT SPESİFİK CROSS MATCH (CDC) TEST REHBERİ	Belge No	DTL-TP.02
		Yayın Tarihi	09.02.2012
		Güncelleme No	04
		Güncelleme Tarihi	12.11.2024
		Sayfa No	1/1

TEST ADI

Kompleman bağımlı lenfosit spesifik Cross Match (CDC)

NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi her gün saat 10.00'a kadar örnekler kabul edilir. Tetkik istenirken doku tipleme laboratuvarı ile iletişime geçilir.

NUMUNE TÜRÜ

Hastadan 1 adet ACD A' lı yada edta lı 9 ml lik tüpe ve 1 adet düz kan tüpüne (Kırmızı kapaklı) 5 ml kan alınır. Donörden 1 adet ACD A'lı ya da Edta'lı 9 ml lik tüpe kan alınır.

NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Örnekler DTL teknik personeli eşliğinde kimlik kontrolü ve kayıt sonrasında barkodlanmış uygun kan tüplerine alınır. Bu aşamada özellikle alıcı ve vericinin kanlarının karışmamasına ve doğru barkodlanmasına dikkat edilmelidir. Doku tipleme anamnez formu doldurulmalıdır. Hasta son 24 saat içerisinde hemodiyalize girmemiş olmalıdır.

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Etiketsiz, barkodsuz, yetersiz, ağzı açık, hemolizli, lipemik numuneler, antikoagulan içeren hasta serumları ve son 24 saat içinde hemodiyalize girmiş hasta örnekleri reddedilir.

NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler uygun barkodlu tüplere DTL teknik personeli eşliğinde alınarak oda ısısı koşullarında transferi gerçekleştirilir.

YÖNTEM Komplemana bağlı immünoisitotoksiste (CDC)

TEST İSTEM UYARILARI

Kadavra dışı vericilerde bu test ile birlikte cross match (akım sitometrik) testi istenmelidir.

Bu test isteneceği zaman laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.

SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Sonuçlar Doku Tipleme Laboratuvarı Yönetmeliği' ne uygun formatta, bilgisayarda raporlanarak ıslak imzalı bir şekilde doku tipleme laboratuvarı sonuç verme sekreterliğine teslim edilir.

SONUÇ VERME 2 iş günü sonra

LAB İLETİŞİM NO +90 232 412 2568

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM Dr. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK	Birim Sorumlusu Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM