

	<b>DOKU TİPLEME LABORATUVARI</b> <b>DONÖR SPESİFİK ANTİKOR TANIMLAMA</b> <b>(SİNGLE ANTİJEN) SINIF II</b> <b>TEST REHBERİ</b>	Belge No	DTL-TR.13
		Yayın Tarihi	12.04.2019
		Güncelleme No	02
		Güncelleme Tarihi	12.11.2024
		Sayfa No	1/1

### TEST ADI

Donör Spesifik Antikor Tanımlama (Single Antijen) Sınıf II

### NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi hergün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

### NUMUNE TÜRÜ

Hastadan 1 adet düz kan tüpüne (Kırmızı kapaklı) 5 ml kan alınır.

### NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler, barkodlu uygun kan tüplerine alınır.

### NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Etiketsiz, barkodsuz, yetersiz, ağzı açık, hemolizli, lipemik numuneler ve antikoagulan içeren hasta serumları reddedilir.

### NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler uygun barkodlu tüplere alınarak oda ısısı koşullarında transferi gerçekleştirilir.

### YÖNTEM Mikropartikül immunoassay (LUMINEX)

### TEST İSTEM UYARILARI

Son 24 saat içerisinde hasta hemodiyalize girmemiş olmalıdır.

### SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Sonuçlar laboratuvar bilgi sistemine girilir ve yetkili hekim tarafından onaylanır.

### SONUÇ VERME 30 İş günü içerisinde

### LAB İLETİŞİM NO +90 232 412 2568

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM Dr. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK	Birim Sorumlusu Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM

