

	DOKU TİPLEME LABORATUVARI HLA-DP MOLEKÜLER DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE TEST REHBERİ	Belge No	DTL-TR.08
		Yayın Tarihi	12.11.2021
		Güncelleme No	01
		Güncelleme Tarihi	12.11.2024
		Sayfa No	1/1

TEST ADI

HLA-DP Moleküler Düşük Çözünürlükte

NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi hergün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

NUMUNE TÜRÜ

2 adet EDTA'lı tüpe 2'şer ml kan alınır.

NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler doku tipleme anamnez formu doldurularak barkodlu uygun kan tüplerine alınır. Örnek verecek kişi son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almamış olmalıdır.

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Anamnez formu ve istek formu eksik, etiketsiz, barkodsuz, miktarı yetersiz, lipemik, ağzı açık ve son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almış örnekler reddedilir.

NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler kimlik kontrolü ile anamnez formu doldurulduktan sonra uygun, barkodlu tüplere kan alınarak oda ısısı koşullarında doku tipleme birimine transferi gerçekleştirilir.

YÖNTEM SSO (LUMİNEX)

TEST İSTEM UYARILARI

Kan transfüzyonu almış hastalardan örnek alabilmek için en az 1 ay beklenmelidir. Buna uymayan örnekler reddedilir. Doku tiplendirme anamnez formu doldurulmalıdır.

SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Sonuçlar Doku Tipleme Laboratuvarı Yönetmeliği'ne uygun formatta, bilgisayarda raporlanarak ıslak imzalı bir şekilde doku tipleme laboratuvarı sonuç verme sekreterliğine teslim edilir.

SONUÇ VERME 15 iş günü içinde

LAB İLETİŞİM NO +90 232 412 2568

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM Dr. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK	Birim Sorumlusu Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM