

## TEST ADI

HLA-DR,DQ Moleküler Yüksek Çözünürlükte

## NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi hergün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

## NUMUNE TÜRÜ

2 adet EDTA'lı (Mor kapaklı) tüpe 2'şer ml kan alınır.

## NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler doku tiplene anamnez formu doldurularak uygun barkodlu kan tüplerine alınır. Örnek verecek kişi son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almamış olmalıdır.

## NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Anamnez formu ve istek formu eksik, etiketsiz, barkodsuz, miktarı yetersiz, lipemik, ağzı açık ve son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almış örnekler reddedilir.

## NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler kimlik kontrolü ile anamnez formu doldurulduktan sonra uygun, barkodlu tüplere kan alınarak oda ısısı koşullarında doku tiplene birimine transferi gerçekleştirilir.

## YÖNTEM

SSO (LUMİNEX)

## SONUÇ VERME

15 iş günü içinde

## LAB İLETİŞİM NO

+90 232 412 2568

## TEST İSTEM UYARILARI

Kan transfüzyonu almış hastalardan örnek alabilmek için en az 1 ay beklenmelidir. Buna uymayan örnekler reddedilir. Doku tiplendirme anamnez formu doldurulmalıdır.