


| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
|  | DOKU TİPLEME LABORATUVARI HLA- B MOLEKÜLER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE TEST REHBERİ | Belge No | DTL-TR.07 |
| | | Yayın Tarihi | 09.02.2012 |
| | | Güncelleme No | 04 |
| | | Güncelleme Tarihi | 12.11.2024 |
| | | Sayfa No | 1/1 |

TEST ADI

HLA- B Moleküler Yüksek Çözünürlükte

NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi her gün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

NUMUNE TÜRÜ

2 adet EDTA'lı (Mor kapaklı) tüpe 2'şer ml kan alınır.

NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler, barkodlu uygun kan tüplerine alınır.

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

İstek formu eksik, etiketsiz, barkodsuz, miktarı yetersiz, lipemik, ağzı açık ve son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almış örnekler reddedilir.

NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler kimlik kontrolünden sonra uygun, barkodlu tüplere kan alınarak oda ısısı koşullarında doku tipleme birimine transferi gerçekleştirilir.

YÖNTEM SSO (LUMİNEX)

TEST İSTEM UYARILARI

Kan transfüzyonu almış hastalardan örnek alabilmek için en az 1 ay beklenmelidir. Buna uymayan örnekler reddedilir.

SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Sonuçlar Doku Tipleme Laboratuvarı Yönetmeliği' ne uygun formatta, bilgisayarda raporlanarak ıslak imzalı bir şekilde doku tipleme laboratuvarı sonuç verme sekreterliğine teslim edilir.

SONUÇ VERME 15 iş günü içinde

LAB İLETİŞİM NO +90 232 412 2568

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
|--|--|
| Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM Dr. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK | Birim Sorumlusu Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM |