



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

16/02/2021 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2021581

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/02/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENTELLAN	4,00	LİTRE
2	WRIGHT BOYASI	35,00	LİTRE
3	IMMERSION YAGI(500 ML.)	7,00	ŞİŞE
4	CARBOI-FUCHSİN SOLUSYON	0,50	LİTRE
5	ALKOLİK EOZİN Y SOLUSYONU	50,00	LİTRE
6	HEMATOKSİLEN BOYA SOLUSYONU	40,00	LİTRE
7	GIEMSA SİTOLOJİ BOYASI	6,00	LİTRE
8	SCHIFF'S REAGENT (PAS BOYASI İÇİN)	2,00	LİTRE
9	MUCICARMEN BOYA KİTİ	200,00	TEST
10	GRAM BOYASI (100 TT-ST)	2,00	ADET

TEKLİF NO : 2021581

NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

16/02/2021 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2021581

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİ YITIRILMAZ

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/02/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VİTİYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MIKTAR


11	DAB (LİKİD) 125 ML	2,00	ADET
12	SILVER METHİENAMİN-	200,00	TEŞT
13	MASSON KİT	400,00	TEŞT
14	RETİKULİN BOYAMA KİTİ	600,00	TEŞT
15	ACCUSTAIN TRICHROME STAIN SOLÜSYON	100,00	ML/111RE

TEKLİF NO : 2021581
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER
TEL :
E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.


ENTELLAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kimyasal şeffaf, tortusuz görüntüde ve katkı maddesi içermemeli, tortu gelişirse firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.
2. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
4. Ambalaj hacmi en az 0.5 lt olmalıdır.
5. Ambalajlar hava, su ve ışıktan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi en az (12 ay) olmalıdır.
7. Kimyasal, otomatik lamel kapatma cihazına uyumlu olmalıdır.
8. TSE, CE belge standartlarına uygun olmalıdır.
9. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.



Ayşe Çayan

Tıbbi Patoloji Başteknisyeni



Prof. Dr. Burçin Tuna

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

16/02/2021 09:02:14

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

152.0021.000	ENTELLAN	LİTRE	4
145.0033.000	WRIGHT BOYASI	LİTRE	35
152.0217.000	IMMERSION YAGI(500 ML)	ŞİŞE	7
152.0240.000	CARBOI.-FUCHSİN SOLUSYON	LİTRE	5
157.0046.000	ALKOLİK EOZİN Y SOLUSYONU	LİTRE	50
157.0047.000	HEMATOKSİLEN BOYA SOLUSYONU	LİTRE	40
157.0050.000	GIEMSA SİTOLOJİ BOYASI	LİTRE	6
157.0053.000	SCHIFF'S REAGENT (PAS BOYASI İCİN)	LİTRE	2
157.0057.000	MUCICARMEN BOYA KİTİ	TEST	200
157.0159.000	GRAM BOYASI (100 TEST)	ADDET	2
157.0211.000	DAB (LİKİD) 125 ML	ADDET	2
142.0386.000	SILVER METHENAMINE	TEST	200
157.0348.000	MASSON KİT	TEST	400
157.0369.000	RETİKULİN BOYAMA KİTİ	TEST	600
152.0412.000	ACCUSTAIN TRICHROME STAIN SOLUSYON	MİLİ LİTRE	100

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7551) WRIGHT BOYASI

Açıklama : WRIGHT BOYASI

1. MERCK 1013832500 VEYA MUADİLİ


(9372) IMMERSION YAGI(500 ML)

Açıklama : IMMERSION YAGI(500 ML)


1. 500 ML. lik koyu renkli cam şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
2. Mikroskopi için uygun olmalıdır.
3. MSDS formu malzeme ile birlikte teslim edilmelidir.

CARBOL FUCSİN BOYA SOLUSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Patolojik doku ve sitoloji materyallerini boyama özelliğinde olmalıdır.
- 2.Sıvı halde olmalıdır.
- 3.Işıktan korumalı cam vb. ambalajda olmalıdır.
- 4.Boya içindeki bileşik tortu, yabancı madde vb. içermemelidir.
- 5.Sigma marka (katolog no; ht80116) ve/veya muadili olmalıdır.
- 6.CE, TSE belgesi olmalıdır.
- 7.Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 12 ay sonra olmalıdır.
- 8.Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
10. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.


Ayşe ÇAYAN

Tıbbi Patoloji Başteknisyeni




Prof.Dr.Burçin TUNA

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.


ALKOLİK EOZİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boya çözeltisi etanol bazlı hazırlanmış olmalıdır.
2. Çözelti pembe-kırmızı rengine olmalıdır.
3. Çözelti tortusuz olmalı ve herhangi bir katkı maddesi içermemelidir.
4. Çözelti ambalajları su, sıcak ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Ürün üstü etiketinde çözeltinin tüm özellikleri yazmalıdır.
6. Ürün etiketinde çözeltinin üretim ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
7. Ambalaj üstü etiketinde uluslararası tehlikeli madde sembolü içermelidir.
8. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
9. TSE, CE belgesi içermelidir.
10. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.

Son kullanma tarihi en az (12 ay) olmalıdır. Tüketilmeyen kimyasallar (2 ay) öncesinden laboratuvarın haber vermesi dahilinde firma tarafından ücretsiz olarak yeni tarihliler ile değiştirilmelidir.


Ayşe ÇAYAN

T. Patoloji Lab. Başteknisyeni


Prof. Dr. Burçin TUNA

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

HARRİS HEMATOKSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çözelti menekşe rengine olmalıdır.
2. Çözelti tortusuz olmalı ve herhangi bir katkı maddesi içermemelidir.
3. Çözelti ambalajları su, sıcak ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.
4. Ürün üstü etiketinde çözeltinin tüm özellikleri yazmalıdır.
5. Ürün etiketinde çözeltinin üretim ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
6. TSE, CE belgesi içermelidir.
7. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
8. Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
9. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda; yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

16-10
Ayşe ÇAYAN


Tıbbi Patoloji Başteknisyeni

Prof.Dr.Burçin TUNA

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

GIEMSA DOKU BOYA SOLUSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patolojik doku ve sitolojik materyallerini boyama özelliğinde olmalıdır.
2. Işıktan korumalı ambalajda olmalıdır.
3. Boya içindeki bileşik tortu, yabancı madde vb. içermemelidir.
4. CE, TSE belgesi olmalıdır.
5. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
6. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
7. Ürün son kullanma tarihi en az 12 ay sonra olmalıdır.
8. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.


Ayşe ÇAYAN
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni


Prof. Dr. Burçin Tuna
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.


SCHIFF BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kimyasal formülü Na_2SO_3 olmalıdır.
2. Ph aralığı 2.1-2.5 olmalıdır.
3. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
4. Bileşik, renksiz, berrak ve tortusuz olmalıdır.
5. Boya yapılırken dokuyu aşırı pembe renge boyamamalıdır.
6. Ambalajı ışıktan etkilenmeyen materyalden yapılmış olmalıdır.
7. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
8. TSE ve CE belgeli olmalıdır.
9. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
12. Ürün son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 12 ay sonra olmalıdır.
13. Ürün Biooptica 05-M20001 veya muadili olmalıdır.



Ayşe ÇAYAN

Tıbbi Patoloji Başteknisyeni




Prof. Dr. Burçin TUNA

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

MUSICARMEN KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boyama kiti ile en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
2. Kit içindeki solüsyonlar yabancı partikül tortu içermemelidir.
3. Kit içinde mayer hematoksilen, musicarmen solüsyonu, metanil yellow solüsyonu ayrı ayrı paketlenmiş halde olmalıdır.
4. Teslim alınmadan önce laboratuvarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
5. TSE ve CE belgeli olmalıdır.
6. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
8. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
9. Biooptika 04.190812 ürünü ile eşdeğer olmalıdır.
10. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az (12 ay) olmalıdır.


Ayşe ÇAYAN


Tıbbi Patoloji Başteknisyeni


Prof. Dr. Burçin TUNA

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

GRAM BOYAMA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Boyama kiti ile en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
- 2.Kit içindeki solüsyonlar yabancı partikül tortu içermemelidir.
- 3.Kit içinde phloxine B , cristal viole, gram joidine, aseton limonene solüsyonları olmalıdır.
- 4.Kit oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
- 5.Kit içinde kullanım prosedürü bulunmalıdır.
- 6.Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
- 7.CE, TSE belgesi olmalıdır.
- 8.Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 9.Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
- 10.Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
- 11.Bioptica marka 04-100802 kodlu ürün ile eşdeğer olmalıdır.
- 12.Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 12 ay sonra olmalıdır.


Ayşe ÇAYAN

Tıbbi Patoloji Başteknisyeni


Prof.Dr.Burçin TUNA


Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

DAB CHROMOGEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Likit formda olmalıdır.
2. İHK boyamaları için uygun olmalıdır.
3. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
4. IVD, TSE ve CE belgeli olmalıdır.
5. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
6. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
7. Ürün son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır.
8. Thermo Lot:HAC 29884 kodlu ürünle eşdeğer olmalıdır.


Ayşe ÇAYAN

Tıbbi Patoloji Başteknisyeni


Prof.Dr.Burçin TUNA


Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

GOMORİ METHENAMİN SİVER (GMS) BOYASI KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boya kiti en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
2. Kit içerisindeki solüsyonlar tortu, yabancı madde içermemelidir.
3. Kit içerisinde periodic asid. silver nitrat, hexamethylenetetramine, sodyumtetraborate, Gold chloride,fixing solüsyonları bulunmalıdır.
4. Kit buzdolabı koşullarında saklanmalıdır.
5. CE, TSE belgesi olmalıdır.
6. Son kullanım tarihi teslim tarihinden en az 12 ay sonra olmalıdır.
7. Kit, istenilen boyamayı yapmadığı takdirde yüklenici firmanın değişim garantisi olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
9. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
10. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
11. Kit bioptica 04-043822 marka veya muadili olmalıdır.


Ayşe ÇAYAN


T. Patoloji Lab. Başteknisyen


Prof Dr.E. Burçin TUNA

Tıbbi Patoloji Anabilim dalı Bşk

MASSON BOYA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boya kiti ile en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
2. Kit içerisindeki solüsyonlar tortu, yabancı madde içermemelidir.
3. Kit içerisinde alkolik hematoksilen, demir klorür, alkalik picrik asit, ponceau de xylidine, asid fucsin, asetik asit, phosfomolibtik asit, anilin blue solüsyonları bulunmalıdır.
4. Kit, oda sıcaklığı koşullarında saklanmalıdır.
5. CE, TSE belgesi olmalıdır.
6. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
7. Son kullanım tarihi teslim tarihinden en az (12 ay) sonra olmalıdır.
8. Bioptica 04-010802 veya muadili olmalıdır.
9. Teslim alınmadan önce laboratuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.



Ayşe ÇAYAN

Tıbbi Patoloji Başteknisyeni




Prof.Dr.Burçin TUNA

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

GORDON SWEET RETİKULİN BOYA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Boya kiti ile en az 100 lam boyama yapılabilmelidir.
- 2.Kit içerisindeki solusyonlar tortu, yabancı madde içermemelidir.
- 3.Kit içerisinde potasyum permanganat, asit aktivasyon, okzalik asit, ferri amonyum sülfat, amonyum gümüş , formaldehit, sodyum tiyosülfat, nükleer fast red , gold chloride solüsyonları bulunmalıdır.
- 4.Katalog No: Bioptica 04-040802 ya da muadili olmalıdır.
- 5.Kit buzdolabı koşullarında saklanmalıdır.
- 6.CE, TSE belgesi olmalıdır.
7. Ürün kullanım süresi teslim tarihinden en az (12 ay) sonra olmalıdır.
- 8.Teslim alınmadan önce laboratuvarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
- 9.Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
- 10.Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.



Ayşe ÇAYAN

Tıbbi Patoloji Başteknisyeni



Prof.Dr.Burçin TUNA


Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

TRİCHROME BOYA SOLUSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Patolojik frozen doku materyallerini boyama özelliğinde olmalıdır.
- 2.Sıvı halde olmalıdır.
- 3.Işıktan korumalı cam vb. ambalajda olmalıdır.
- 4.Boya içindeki bileşik tortu, yabancı madde vb. içermemelidir.
- 5.Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.
- 6.CE, TSE belgesi olmalıdır.
- 7.Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmelidir.
- 8.Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 12 sonra olmalıdır.
- 9.Teslime edilirken MSDS formu ile beraber verilmelidir.
10. Sigma marka kat. no: ht10316 , bioptica kat.no: 30-30110 veya muadili olmalıdır.


Ayşe ÇAYAN

Tıbbi Patoloji Başteknisyeni


Prof.Dr.Burçin TUNA
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.