



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266011

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FLOW SITOMETRIK CROSS MATCH PANELİ	100,00	TEST
---	------------------------------------	--------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20266011

NOT : FLOW SİTOMETRİK CROSS MATCH PANELİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

145.0163.000	FLOW SITOMETRIK CROSS MATCH PANELİ	TEST	100
--------------	------------------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

AKAN HÜCRE ÖLÇER İLE CROSS MATCH TEST PANELLERİ DOĞRUDAN ALIM ŞARTNAMESİ

100 Test paneli için doğrudan alım yapılacaktır.

1 (Bir) test paneli negatif kontrol, pozitif kontrol ve hasta olmak üzere 3 test tüpünden oluşmaktadır. (100 test paneli 100 hasta sonuç raporuna tekabül etmektedir.) Her bir test tüpü 5 µL CD19 monoklonal antikoru, 5 µL CD3 monoklonal antikoru, 5 µL CD45 monoklonal antikoru ve 5 µL Anti human IgG'den oluşmaktadır. (Bir hasta sonuç raporu için 15 µL CD19, 15 µL CD3, 15 µL CD45 monoklonal antikoru ve 15 µL Anti human IgG kullanılacaktır. Bu nedenle belirtilen antikorların herbirinin hacmi 100 hasta için en az 1500 µL olmalıdır.)

Test panelinde yer alan antikorların teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

- a) CD 19 monoklonal antikoru→CD19 hücre yüzeyi proteinlerini tespit etmeli ve PE floresan dalga boyunda ışıma yapmalıdır. Antikor J3-119 klon hücrelerden üretilmiş olmalıdır. CE-IVD belgeli olmalıdır.
- b) CD3 monoklonal antikoru →CD3 hücre içi belirteç özelliğinde olmalı ve APC floresan dalga boyunda ışıma yapmalıdır. Antikor UCHT1 klon hücrelerden üretilmiş olmalıdır. CE-IVD belgeli olmalıdır.
- c) CD45 monoklonal antikoru →CD45 hücre yüzeyi proteinlerini tespit etmeli ve PC7 floresan dalga boyunda ışıma yapmalıdır. J33 klon hücrelerden üretilmiş olmalıdır. CE-IVD belgeli olmalıdır.
- d) Anti human IgG→IgG, FITC floresan dalga boyunda ışıma yapmalıdır. HP6017 hücrelerden üretilmiş olmalıdır.
- e) Panelde yer alan antikorlar Beckman Coulter Marka Navios Ex model akan hücre ölçer cihazıyla uyumlu çalışmalıdır.
- f) Panelde yer alan antikorlar birlikte Beckman Coulter Marka Navios Ex model akan hücre ölçer cihazıyla uyumlu *IsoFlow Sheath Fluid, Flow-check, lizis buffer, cleans* gibi gerekli sarf malzemeler ücretsiz olarak temin edilmelidir.
- g) Sistemle ilgili cihazın kalibrasyon, bakım ve onarımları firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır. Teknik hizmeti verecek elemanların bu konuda yetkili olduklarını gösterir belgesi bulunmalıdır.



Prof.Dr. İbrahim Mehmet Ali ÖKTEM
Birim Sorumlusu